


## Soporte para manguera CPAP oxyhero basic

ES

### Instrucciones de uso:

1. Saque el soporte de la manguera del embalaje.
2. Conecte cada pieza del soporte de la manguera con su contraparte correspondiente. Las piezas están unidas por medio de un cordón elástico y, con ello, están en el orden correcto.



3. Ahora coloque el pie del soporte de la manguera entre el colchón y el marco (o entre los colchones en el caso de los somieres) de su cama. Asegúrese de que el soporte de la manguera esté colocado de tal forma que se encuentre cerca de su cabeza.
4. Ahora pase la manguera respiratoria de su dispositivo CPAP a través del lazo en la parte superior del soporte de la manguera.
5. ¡Ahora el soporte para manguera oxyhero basic CPAP está listo para su uso!

### Advertencia:




- Mantenga el soporte alejado de los niños. ¡Existe riesgo de estrangulamiento!
- Una fuerza de tracción excesiva en el soporte de manguera puede producir la rotura de piezas del soporte o la rotura de su cordón. ¡Riesgo de lesiones!

## Supporto per tubo CPAP oxyhero basic

IT

### Istruzioni per l'uso:

1. Estrarre il supporto per tubo dalla confezione.
2. Unire le singole parti del supporto all'elemento corrispondente. Le parti sono collegate da un cordino elastico e sono quindi già nell'ordine corretto.



3. A questo punto, posizionare il piede del supporto per tubo tra il materasso e la struttura del proprio letto (o tra i materassi nel caso di letti a molle). Assicurarsi che il supporto per tubo sia posizionato in prossimità del capo.
4. Quindi, far passare il tubo per la respirazione del proprio dispositivo CPAP attraverso l'anello sulla parte superiore del supporto.
5. Il supporto per tubo CPAP oxyhero basic è ora pronto per l'uso!

### Avvertenze:




- Tenere il supporto per tubo lontano dalla portata dei bambini. Pericolo di strangolamento!
- Una tensione eccessiva sul supporto può causare la rottura delle parti che lo compongono o la rottura dell'anello di sospensione. Rischio di lesioni!

## oxyhero basic držač CPAP crijeva

HR

### Upute za uporabu:

1. Izvadite držač crijeva iz pakiranja.
2. Spojite pojedinačne dijelove držača crijeva s odgovarajućim dijelom. Dijelovi su povezani elastičnom uzicom i stoga su već u pravilnom redosljedu.



3. Sada postavite podnožje držača crijeva između madraca i okvira (ili između madraca u slučaju kreveta s oprugama) vašeg kreveta. Pobrinite se da je držač cijevi postavljen tako da je blizu vaše glave.
4. Sada provucite crijevo za disanje vašeg CPAP uređaja kroz petlju na gornjem dijelu držača crijeva.
5. Sada je oxyhero basic držač CPAP crijeva spreman za uporabu!

### Upozorenje:




- Držač crijeva držite podalje od male djece. Opasnost od gušenja!
- Prekomjerna sila povlačenja držača crijeva može uzrokovati pucanje dijelova držača crijeva ili pucanje uzice držača crijeva. Opasnost od ozljede

## oxyhero basic CPAP-Schlauchhalter

DE

### Gebrauchsanweisung:

1. Nehmen Sie den Schlauchhalter aus der Verpackung.
2. Stecken Sie die einzelnen Teile des Schlauchhalters mit dem jeweils passenden Gegenstück zusammen. Die Teile sind durch eine elastische Schnur verbunden und somit schon in der richtigen Reihenfolge.



3. Platzieren Sie nun den Fuß des Schlauchhalters zwischen Matratze und Rahmen (bzw. zwischen die Matratzen bei Boxspringbetten) ihres Bettes. Achten Sie darauf, dass der Schlauchhalter so platziert wird, dass er nahe Ihres Kopfes steht.
4. Führen Sie nun den Atemschlauch Ihres CPAP-Gerätes durch die Schlaufe am oberen Ende des Schlauchhalters.
5. Nun ist der oxyhero basic CPAP-Schlauchhalter einsatzbereit!

### Warnhinweis:




- Halten Sie den Schlauchhalter fern von Kleinkindern. Strangulationsgefahr!
- Zu starke Zugkraft am Schlauchhalter kann dazu führen, dass Schlauchhalterteile zerbrechen oder die Schlauchhalter-Schnur reißt. Verletzungsgefahr!

## oxyhero basic CPAP-hose holder

EN

### Instructions for use:

1. Take the hose holder out of the packaging.
2. Plug the individual parts of the hose holder together with the matching counterpart in each case. The parts are connected by an elastic cord and are therefore already in the correct order.



3. Now place the foot of the tube holder between the mattress and the frame (or between the mattresses of box spring beds) of your bed. Make sure that the hose holder is positioned so that it is close to your head.
4. Now thread the air hose of your CPAP device through the loop on the upper part of the hose holder.
5. Now the oxyhero basic CPAP hose holder is ready for use!

### Warning:




- Keep the hose holder away from small children. Danger of strangulation!
- Excessive pulling on the hose holder can lead to breakage of the holder parts and tearing of the cord. Risk of injury!

## Support de tuyau CPAP oxyhero basic

FR

### Mode d'emploi:

1. Retirez le support de tuyau de son emballage.
2. Assemblez les différentes pièces du support de tuyau avec la pièce correspondante. Les pièces sont reliées par un cordon élastique et sont donc déjà dans le bon ordre.



3. Placez maintenant le pied du support de tuyau entre le matelas et le cadre (ou entre les matelas pour les lits boxspring) de votre lit. Veillez à ce que le support de tuyau soit placé de manière à ce qu'il soit proche de votre tête.
4. Passez maintenant le tube de votre appareil CPAP dans la boucle de la partie supérieure du porte-tube.
5. Le support de tuyau CPAP oxyhero basic est maintenant prêt à être utilisé !

### Attention :




- Gardez le support de tuyau hors de portée des petits enfants. Risque d'étouffement!
- Si vous tirez trop fort sur le support de tuyau, des pièces du support de tuyau peuvent se casser ou le cordon du support de tuyau peut se rompre. Risque de blessure !

## oxyhero basic CPAP-slanghouder

NL

### Gebruiksaanwijzing:

1. Neem de slanghouder uit de verpakking.
2. Steek de afzonderlijke onderdelen van de slanghouder in elkaar met het daartoe passende equivalent. De onderdelen zijn met elkaar verbonden door een elastisch snoer en bevinden zich dus reeds in de juiste volgorde.



3. Plaats nu de voet van de slanghouder tussen matras en kader (resp. tussen de matrassen bij boxsprings) van uw bed. Zorg er voor dat de slanghouder zo gepositioneerd is dat hij zich dicht bij uw hoofd bevindt.
4. Stuur nu de ademslang van uw CPAP-toestel door de sleuf naar de bovenzijde van de slanghouder.
5. Nu is de oxyhero basic CPAP-slanghouder gebruiksklaar!

### Waarschuwing:




- Houd de slanghouder buiten het bereik van kleine kinderen. Gevaar voor wurging!
- Een te sterke trekkracht op de slanghouder kan ervoor zorgen dat de onderdelen van de slanghouder breken of dat het snoer van de slanghouder scheurt. Gevaar voor verwondingen!

## oxyhero basic CPAP-letkuteline

FI

### Käyttöohje:

1. Ota letkuteline pakkauksesta.
2. Kiinnitä letkutelineen yksittäiset osat toisiinsa. Osat on liitetty toisiinsa joustavalla narulla, joten ne ovat jo valmiiksi oikeassa järjestyksessä.



3. Aseta letkutelineen jalka sängyn rungon ja patjan väliin (tai kahden patjan väliin, jos sinulla on jenkki-sänky). Huomaa, että letkuteline tulee asettaa tyynyn lähelle.
4. Pujota CPAP-letku kulkemaan letkutelineen yläosassa olevan lenkin läpi.
5. Oxyhero basic CPAP-letkuteline on nyt valmis käytettäväksi!

### Varoitukset:



- Säilytä letkuteline poissa pienten lasten ulottuvilta. Kuristumisvaara!
- Letkutelineeseen kohdistuva liian voimakas veto voi johtaa siihen, että telineen osat rikkoutuvat tai osien sisällä oleva naru katkeaa. Loukkaantumista vaara!